


Министерство здравоохранения Республики Татарстан



ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ




НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

 medcar

## Краткое описание

# ПМК MEDCAR

Передвижной медицинский центр «Диспансеризация» изготавливается на базе многосекционного изотермического фургона и оснащается всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях:



1

### Системы жизнеобеспечения:

- система энергообеспечения (автономного и от сети 220 В),
- система отопления,
- система вентиляции и кондиционирования,
- система искусственного и естественного освещения,
- санитарное оборудование,
- противопожарная защита;

2

### Специальная медицинская мебель:

- каждый предмет мебели имеет индивидуальный наружный металлический каркас, прикрепляемый к полу и стенам с целью снижения вибрационных и транспортных нагрузок
- мебель в кабинетах изготавливается из высококачественного ударопрочного пластика, неподверженного разным климатическим условиям

3

### Медицинское и вспомогательное оборудование

- Все отсеки медицинского приема оснащены держателями и подставками для медицинского оборудования, увеличивающими полезную площадь помещения.
- Индивидуально изготавливают транспортные чемоданы для возможности выноса медицинского оборудования на принимающую территорию.

Планировка отсеков передвижного медицинского центра и всё оснащение продумано специалистами на основе медико-технологического процесса и с учетом существующего опыта применения ПМК в разных регионах РФ, благодаря чему достигается максимальный комфорт для пациентов и медицинского персонала и высокая информативность диагностических данных.

Вариант планировки отсеков

 ПМК «Диагностика»



# Табель оснащения


передвижного Медицинского комплекса  
(на базе автомобиля и прицепа)



## ПМК «Диагностика»

- Облучатель - рециркулятор воздуха настенный
- Кресло гинекологическое с трансформацией в кушетку
- Кольпоскоп на консольном штативе
- Аппарат ультразвуковой диагностический в комплектации с мобильной тележкой, термопринтером, транспортной сумкой, датчиками: линейный, конвексный, микроконвексный. фазированный
- Аппарат ЭКГ диагностический 12 канальный
- Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии
- Весы наполные
- Ростомер
- Тонометр автоматический
- Невролог/лор (отсек№2) :
- Камертон
- Неврологический молоточек
- Диагностический набор ( отоскоп, многоразовые ушные воронки, назальный расширитель, изогнутый осветитель)
- Аудиометр
- Кресло Барани для пациента
- Предметный столик
- Набор пробных очковых линз с пробной оправой,
- Экранный проектор знаков
- Щелевая лампа, ручная
- Тонометр внутриглазного давления
- Офтальмоскоп
- Облучатель - рециркулятор воздуха настенный
- Линейка офтальмолог
- Анализатор биохимический
- Анализатор гематологический
- Анализатор мочи
- Холодильник лабораторный
- Центрифуга
- Контейнер на предметном столике для использованных перчаток

# Внутренняя компоновка



# Дизайн для передвижных медицинских комплексов

## Внешняя оклейка

Внешняя оклейка мобильного медицинского комплекса выполняется в соответствии с пожеланиями Заказчика (согласно ГОСТу) и может быть индивидуальной



# Дизайн для передвижных медицинских комплексов

## Внутренняя оклейка

С целью создания приятной обстановки и комфортных условий для пациентов и медицинского персонала, кроме продуманной эргономики рабочих мест, по желанию Заказчика разрабатывается также индивидуальный цветовой дизайн-проект внутренней оклейки помещений.

Стиль оформления ПМК может быть как выдержанным официальным, так и ярким и красочным (для использования ПМК для детей)

Использование передвижного медицинского центра MEDCAR позволит в самые короткие сроки существенно повысить консультативную мобильность, увеличить оборот обследования населения за счет средств ОМС по диспансеризации, обеспечить максимальное выявление заболеваний на ранних стадиях, и, как следствие, уменьшить нагрузку на бюджет региона за счет уменьшения в последующем закупок дорогостоящих лекарственных средств.



Закрытое акционерное общество  
«Научно - производственное объединение «МЕДКАР»

**Юридический (почтовый) адрес:** 140104, Московская область,  
г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

**Адрес производства:** 140180, Московская область, г. Жуковский,  
ул. Кооперативная, д. 10.

**Телефон горячей линии: 8 495 540-45-96**

**E-mail:** med@medcar.ru



ПРОИЗВОДСТВО • ПРОДАЖА • СЕРВИС | 8 495 540-45-96 | WWW.MEDCAR.RU